

Auditbase

Brugsanvisning

Version 6.10.0



Auditdata

Copyright bemærkning

Intet af denne brugervejledning eller programmet må reproduceres, gemmes i et søgesystem, eller udgives i nogen form, elektronisk, mekanisk, fotokopieret, optaget eller på andre måder, uden tilladelse fra Auditdata A/S.

Copyright © 2026, Auditdata A/S

Alle informationer, illustrationer, og specifikationer i denne vejledning er baseret på de seneste produktinformationer, der var tilgængelige ved udgivelsen.

Varenavn/produktnavn

AUDITBASE/2003 Auditbase

Teknisk support

Kontakt venligst din leverandør.

Auditdata

Auditdata A/S, Wildersgade, Danmark. Telefon +45 70 20 31 24. support@auditdata.com

1 INTRODUKTION	5
2 FORKORTELSER OG TERMINOLOGI	6
3 ANVENDTE SYMBOLER	7
4 OVERHOLDELSE AF STANDARDER	8
5 TILSIGTET ANVENDELSE	9
5.1 Tilsigtet medicinsk målpopulation og formål	9
5.2 Tilsigtet brugerprofil	10
5.3 Auditbase moduler	11
5.4 Én aktiv patient	14
5.5 Grænser og begrænsninger for brug af Auditbase	14
5.6 Kliniske fordele	15
6 FORHOLDSREGLER	16
6.1 Advarsler, forholdsregler og kontraindikationer	16
6.2 OBS	18
6.3 Restrisici og uønskede bivirkninger	18
7 INSTALLATION, OPSÆTNING OG DRIFT	19
7.1 Installation og afinstallation	19
7.2 Opsætning	19
7.3 Klargøring til stærk autentifikation	19
7.4 Logge på	23
7.5 Logge ud	27
7.6 Kodeord	28
7.6.1 Nyt kodeord	28
7.7 Pauseskærm	30
7.8 Ændring af tema for brugergrænsefladen (UI)	31
7.9 Moduler	31
7.10 Noah4Auditbase undersystem	32
7.11 Sorter og gem lister	33
7.12 Kolonnesortering og søgning på startbogstaver	35
7.13 Værktøjslinjen og startbillede	35
7.14 Navigationspaneler	37
7.15 Brugerfavoritter	38
7.16 Åbn, Luk og Skjul automatisk for Navigationsarealet	39
7.17 Panel konfigurerings	40
7.18 Hjælp og support	41
7.18.1 Indhold	41
7.18.2 Dokumentation	42
7.18.3 Support	43
7.18.4 Profilering	46
7.18.5 Om Noah	47
7.18.6 Om Auditbase System	47

7.19 Tilgængelighedsoptioner	48
7.20 Fuld driftsvejledning	49
7.21 Patientposter når der anvendes laptopsynkronisering	49
7.22 Ophør med brug af Auditbase og bortskaffelse	50
8 FEJLFINDING	51
9 OPERATØRFUNKTIONER OG -AKTIVITETER	57
9.1 Operatørfunktioner	57
9.2 Operatørens aktiviteter og anbefalet hyppighed	57
BILAG A	A-1
A.1 Serverspecifikationer	A-1
A.1.1 Hardwarekrav	A-1
A.1.2 Softwarekrav	A-2
A.2 Specifikationer for klient (herunder installation af Noah)	A-3
A.2.1 Hardwarekrav	A-3
A.2.2 Softwarekrav	A-4
A.3 Specifikationer for klient (uden installation af Noah)	A-5
A.3.1 Hardwarekrav	A-5
A.3.2 Softwarekrav	A-5
A.4 Sikkerhedsspecifikationer	A-6
A.4.1 Kryptering	A-6
A.4.2 Anti-virus og anti-malware	A-6
A.4.3 Windows godkendelser og adgangskoder	A-7
A.4.4 Sikkerhed for udskrifter	A-7
A.4.5 Portscanning	A-7
A.5 Netværksspecifikationer	A-7
A.5.1 Netværkskrav	A-7
A.5.2 Navngivning af klientarbejdsstationer	A-8
A.6 Udstyrs- og netværksrisici og konfigurationsændringer	A-8
A.7 Informationsflow	A-9
A.7.1 Informationsflow – Diagram	A-9
A.7.2 Informationsflow – Aktiver	A-10
A.7.3 Informationsflow – Beskrivelse	A-12
BILAG B	B-1
B.1 Fabrikat and system data	B-1
B.2 Læsning af etiketter	B-2
B.2.1 Eksempel på etiket	B-2
B.2.2 Nøgledata til mærkning	B-2

1 Introduktion

Dokumentet skal give vejledning i at opsætte, installere og konfigurere Auditbase-programmet. Det indeholder vigtige oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger og fejlfinding.

Auditbase består af et antal moduler, der dækker arbejdsgangene i en audiologisk høreklub.

Afhængigt af de licenser, du har købt er visse af modulerne, der beskrives i dette dokument måske ikke tilgængelige i din version af Auditbase-programmet. Kontakt din forhandler for flere oplysninger om licenserne.

Auditbase systemmodulerne leveres med online hjælp. Denne funktion aktiveres ved at trykke på F1, Shift+F1 eller ved at vælge Hjælp i menuen.



eIFU
Indicator

Elektronisk brugervejledning finder du her - [Brugsanvisning \(auditdata.com\)](https://auditdata.com).

En detaljeret beskrivelse af modulerne i Auditbase findes i vores [Brugermanual](#).

Ansvarsfraskrivelse:

Dette dokument er ikke et udtømmende opslagsdokument. Nærmere oplysninger findes i bruger- og administratorvejledningerne, når Auditbase-programmet er installeret.

2 Forkortelser og terminologi

Term	Definition
AB	Auditbase
ABR	Auditory Brainstem Response (<i>en høreprøve til bestemmelse af, hvordan det indre øre (cochlea) og hjernens hørebaser fungerer</i>).
BSA	British Society of Audiology
OAE	Otoacoustic Emissions (<i>en høreprøve til bestemmelse af, hvordan det indre øre (cochlea) fungerer</i>).
QRP	Teknologi til generering af rapporter ved hjælp af Team Developer
RPT	Teknologi til generering af rapporter ved hjælp af Crystal Reports
Brugervejledning	Brugervejledning

3 Anvendte symboler

Der anvendes symboler i systemet og dokumentationen på steder, hvor dette kræves af lovgivningen, eller hvor det blot er mere praktisk af pladshensyn.



Generelle advarsler



Advarsler i mærkningen Om kasse



Producentadresse



CE-mærkning og nummer på bemyndiget organ



Medicinsk udstyr



Elektronisk brugsanvisning (e-IFU)

4 Overholdelse af standarder

Auditbase-programmet overholder følgende standarder:

Nr.	Nomenklatur	Standardens navn
1	ISO/IEC 27001:2013 +C1:2014 +C2:2015 (Version 2)	Informationsteknologi - Sikkerhedsteknikker - Informationssikkerhedstyringssystemer - Krav
2	ISO/IEC 27002:2013 +C1:2014 +C2:2015 (Version 2).	Informationsteknologi - Sikkerhedsteknikker - Praksiskodeks for informationssikkerhedskontrol.
3	EN 60601-1-6:2010 +AMD1:2013 CSV (Ver. 3.1)	Elektromedicinsk udstyr - Del 1-6: Generelle krav til grundlæggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber - Sideordnet standard: Anvendelighed
4	IEC 62304:2006 + AMD1:201 5 CSV (Version 1.1),	Software for medicinsk udstyr - Livscyklusprocesser for software
5	IEC 62366-1:2015 (Version 1.0)	Medicinsk udstyr - Indbygning af anvendelighed i medicinsk udstyr
6	EN ISO 14971:2019 (Version 3.0)	Medicinsk udstyr - Anvendelse af risikostyring på medicinsk udstyr
7	EN ISO 13485:2016 (Version 3.0)	Medicinsk udstyr - Kvalitetsstyringssystemer - Krav til lovgivningsformål
8	MDD - 93/42/EØF (M5/2007)	Direktivet om medicinsk udstyr (Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. Juni 1993 vedrørende medicinsk udstyr)
9	MDR (EU) 2017/745	Forordning om medicinsk udstyr (MDR)
10	IEC 82304-1:2016	Sundhedssoftware — Del 1: Generelle sikkerhedskrav for produkter
11	DCB 0129 tilføjelse 24/2018 Klinisk risikostyring	Klinisk risikostyring: Anvendelse i fremstillingen af IT-sundhedssystemer

5 Tilsigtet anvendelse

Auditbase er et "Hospitalsinformationssystem"

- Til lagerføring og overførsel af elektroniske patientjournaler, arkivering af dokumenter og data, der er knyttet til en bestemt patient.
- En række moduler til registrering, visning og ændring af kliniske patientdata.
- De lagrede informationer er dels beregnet som støtte i beslutningstagning til den korrekte behandling.
- Samtidig er Auditbase ikke indikeret som et alenestående diagnosticeringsredskab.

Produktnavn	Varenavn	MDR-klasse	MDR-regel	GMDN	Grund-UDI-DI
2003 Auditbase	Auditbase	Klasse IIb	11	61087	05711781DHF2003-12Z

I henhold til MDD-klasse I.

5.1 Tilsigtet medicinsk målpopulation og formål

Auditbase er opdelt i separate moduler, der er installeret i en enkelt pakke. Visse moduler har en lidt anderledes medicinsk population og formål end andre, og derfor beskrives de særskilt her.

Auditbase-modulerne anvendes af audiologer, implantatteams på offentlige og privathospitaler. Klinikkerne yder tjenester til patienter med høretab.

Auditbase er ikke indikeret til brug som eneste diagnosticeringsredskab.

Auditbase Audiogram-modulet er et programværktøj, der er beregnet til at registrere høretabsmålingerne som støtte i beslutningstagningen om den korrekte behandling af det pågældende høretab og patientens egnethed til en bestemt type høreapparat.

Auditbase Implantat-modulet er et programværktøj, der er beregnet til at registrere høretabsmålingerne som støtte i beslutningstagningen om den korrekte behandling af det pågældende høretab og patientens egnethed til en bestemt type (cochlear) implantat.

Auditbase kirurgi-modulet anvendes til at registrere, hvad der er foretaget på hvert stadium af patientforløbet. Auditbase kirurgi-modulet anvendes ikke til at diagnosticere på den foretrukne behandling af patientens hørelidelse. Det anvendes til manuel registrering og monitorering af de beslutninger og handlinger, der foretages.

Auditbase Oto-billedmodulet bruges til at gemme patientens otoskopibilleder sammen med kommentarer. Ørekirurger kan også tegne området på billedet, hvor trommehinden er

beskadiget, for at få en vejledende procentuel angivelse af dette område. De data, der er gemt i Auditbase Oto-billedmodul, kan anvendes i forbindelse med stillingen af en diagnose og valg af den bedst egnede behandling af patientens høretilstand.

ABR/OAE modulet anvendes til manuel registrering af resultaterne fra diagnostiske eller screening-ABR- og OAE-målinger. Måleresultaterne kan anvendes til en diagnose om den foretrukne behandling af patientens hørelidelse.

Auditbase spørgeskema-modulet anvendes til manuel registrering af resultaterne fra audiologiske spørgeskemaer før og efter behandling. Resultaterne fra spørgeskemaerne kan anvendes til en diagnose om den foretrukne behandling af patientens hørelidelse.

Alle moduler kan bruges i alle installationer.

5.2 Tilsigtet brugerprofil

Auditbase er opdelt i separate moduler, **der er installeret i en enkelt pakke**. Visse moduler har en lidt anderledes brugerprofil end andre, og derfor beskrives de særskilt her.

Auditbase audiogram-modul

Auditbase audiogram-modulet anvendes typisk af det audiologiske personale på audiologiske klinikker. Typiske brugerfunktioner er følgende:

- Audiologer
- Brugere i skrivebeskyttet tilstand (begrænset visning), typisk i ikke-audiologiske afdelinger

Auditbase implantat-modul

Implantat-modulet anvendes af implantatteams på offentlige hospitaler. Typiske brugerfunktioner er følgende:

- Tale- og sprogpædagoger
- Døvelærere
- Audiologer
- Implantatkirurger

Auditbase kirurgi-modul

Kirurgi-modulet anvendes af implantatteams på offentlige hospitaler. Typiske brugerfunktioner er følgende:

- Ørekirurger

Auditbase Ørebillede-modul

Ørebillede-modulet anvendes af audiologer og ørekirurger på offentlige hospitaler. Typiske brugerfunktioner er følgende:

- Audiologer
- Ørekirurger

Auditbase ABR/OAE-modul

ABR/OAE-modulet anvendes af implantatteams på offentlige hospitaler. Typiske brugerfunktioner er følgende:

- Audiologer

Auditbase spørgeskema-modul

Spørgeskema-modulet anvendes af implantatteams på offentlige hospitaler. Typiske brugerfunktioner er følgende:

- Tale- og sprogpædagoger
- Døvelærere
- Audiologer
- Høre-pædagoger

Andre moduler i Auditbase anvendes typisk af personalet på audiologiske klinikker. Typiske brugerfunktioner er følgende:

- Kontorpersonale
- Audiologer
- Høre-pædagoger
- Reparationsteknikere
- Elever
- Systemadministratorer

Brugere i skrivebeskyttet tilstand (begrænset visning), typisk i ikke-audiologiske afdelinger.

5.3 Auditbase moduler

Patient information

Har en avanceret søgefunktion, mulighed for at gemme en vurderingsoversigt for en patient, samkørsel af patientdata, patientgruppedefinitioner, demografi på alment praktiserende læger og patienter, automatiske beskeder og meget andet.

Besøgsskærme, historik og resultat registrering for Implantat teams

Informationsregistrering til Implantat teams.

Patient tests and spørgeskemaer

Tests and spørgeskemaer anvendt af audiologer, talt-/høre-pædagoger og døveskolelærere.

Professionelle kontakter inklusiv egen læge

Professionelle kontakter, herunder alment praktiserende læger, sundhedsplejen, skoler mm.

Booking modul, patient kommunikation and resource planlægning

Omfattende aftaleadministration inklusiv avancerede søgefunktioner, opgaverelateret tidsplanlægning, ventelister og aftalebreve, gruppeaftaler, ressourcebrug og mulighed for at linke til henvisninger.

Henvisninger og Venteliste

Omfattende, konfigurerbare og intuitive Venteliste og Henvisningsmoduler med tidsregistreringsfunktioner som kan startes, stoppes og afbrydes, for at overholde statslige forløbsregistreringsregler.

Professionel audiometri

Der kan udføres komplette høreprøver med direkte grænseflade til producentspecifikt måleudstyr og til udstyr med Noah-kompatible moduler.

Til producenter understøttes en specifik måleprotokol for kommunikation til det program, der styrer udstyret.

Kommunikation understøttes til følgende værktøj:

- OtoSuite betjeningspanel,
- Itera betjeningspanel,
- Primus betjeningspanel,
- AC440 betjeningspanel.

For Noah-certificerede moduler kan alle data lagres i Auditbase og tilgås af audiologen, når de er lagret i Noah-moduler fra enhver producent, der fremstiller et Noah-certificeret audiometer og modul.

For Orbiter audiometer og Zodiac tympanometer er dette begrænset til kun at importere måleresultater uden at kunne styre enheden.

Instruktioner og begrænsninger i brugen af alle ovennævnte tredjeparts audiometre kan læses i producentens brugervejledninger i programmet og betjeningen af audiometeret (leveres ikke med Auditbase).

Gemning og hentning af detaljerede måleresultater understøttes, herunder sammenligning af audiogrammer ved hjælp af tendensgrafer. Audiometrimodulet har mange udskriftsvalg. Andre funktioner omfatter udvidede målinger, rapporter med audiogram- og tympanometridata, detaljeret vurderingsplan for tinnituspatienter eller andre valg, (f.eks. auditiv rehabilitering), protokoller for vestibulær testning og pædiatri.

Andre målinger

OAE og ABR målinger.

Grafisk taleaudiometri

Måling af resultat for taleforståelse vist i detaljeret grafisk form med kurver for normaldata.

Journal modul

Håndtering af patientjournaler inklusiv signerede og ikke-signerede journaltekster, mulighed for at opsætte automatisk genererede journalaktioner, brug af journal skabeloner, omfattende formatering og teksteditering baseret på brugerrettigheder.

Opgaveliste

Definer prioriterede patientrelaterede eller generelle opgaver og tilføj påmindelser og andre noter med reference til individuelle personer blandt personalet eller generelle opgaver. Alarmer på skærmen eller ved log-in.

Behandlingsresumé

Konfigurerbare patientoversigter (som f.eks. udvalgte Journal noter, audiogram billeder, tilpasning eller pædiatri).

Pædiatri modul

Udvalg af specifikke pædiatriske egenskaber så som automatisk udregning af alder baseret på fødselsdato, håndtering af familie og kontaktinformationer, henvisninger, audiogram data og konsultationer i fri tekst.

Lagermodul

Håndtering af serienummer og antalskontrollerede enheder, inklusiv avancerede søgefunktioner og automatisk udlevering af enheder fra Lager efter tilpasning i Noah. Tilpasning af høreapparater ved hjælp af Noah kompatible moduler. Brug strekkodelæser til hurtig registrering af lager. Andre faciliteter inkluderer brugersikret editering af lagerstatus, ordre- og lagertransaktionsoversigt, samt indkøbsordrer, udlån og historik for returnerede apparater og ørepropper.

Lagerkontrol via strekkode

Lageret kan kontrolleres med en strekkodelæser som en hurtig og nem metode til lageropgørelse.

Auditbase Indcheckning

Patienter kan selv registrere ankomst via en berøringsskærm.

Dagsplan

Et overblik over patienter og andre aftaler opdelt på lokation.

Lokations- og Afdelingsfiltrering

Håndtering af individuelle lokationer og afdelinger med bruger eller arbejdsstationsrelaterede ventelister, aftale/bookingsymboler, breve, lagertyper og dokumenter som er specifikke for hver lokation.

Import/export modul

Elektronisk udveksling af data for eksempel i forbindelse med at patienten overføres til en anden Region eller udveksling af data med andre systemer for yderligere tilpasning.

Reparationsmodul

Håndtering af reparationer til/fra eksterne partnere (standardversion) og håndtering af interne så vel som eksterne reparationer, fakturering, ekspedition og andet (fuld version).

Dokumenter og vedhæftninger modul

Håndtering af dokumenter og vedhæftede filer for kunder såvel som ikke er relateret til klienter f.eks dokumentskabeloner, med mulighed for at gøre klient relaterede dokumenter baseret på skabeloner.

Statistik modul

Udførlige statistikker og aftaler, henvisninger og lager.

Ørebillede-modul

Håndterer otoskopibilleder samt kommentarer og skitseresultater for ørekirurgi- og audiologipatienter.

5.4 Én aktiv patient

Global patient er altid fastholdt uafhængig af hvilket modul som er åbent. Dette er opnået ved brug af en intern numerisk patient identifikator PatientID som er uafhængig af eksterne identifikatorer som bruges af kunder og brugere.

5.5 Grænser og begrænsninger for brug af Auditbase

- Auditbase skal bruges af brugere, der opfylder den tilsigtede brugerprofil beskrevet ovenfor.
- Auditbase skal bruges af uddannede brugere, som har læst og forstået denne brugsanvisning.
- Auditbase er beregnet til at blive brugt i Audiologiske klinikker.
- Brugernes fulde navne, der er registreret i systemet, skal være unikke, fordi Noah ikke fungerer for brugere med dupliserede navne.

5.6 Kliniske fordele

Brugen af Auditbase indebærer en klinisk fordel, da systemet bidrager til diagnosticering af høretab og -nedsættelser og dermed en rettidig behandling.

6 Forholdsregler

6.1 Advarsler, forholdsregler og kontraindikationer



Sørg for at overholde de sikkerhedskrav, der er angivet i denne vejledning, både under installation og brug af dette system.

- Vær opmærksom på, at Auditbase er beregnet til at blive brugt som en del af en almindelig diagnose- og behandlingsproces. Tag ikke beslutninger, som kan påvirke patienternes sikkerhed uden at tage hensyn til andre vurderingsmåder og -metoder. Ethvert fund skal bekræftes med patienten, inden der foretages nogen handling, og brugerne skal sørge for at bekræfte alle de data med patienten, som de har mistanke ikke er korrekte.
- Det system, som brugeren anvender, skal opfylde minimumssystemkravene for at reducere risikoen for, at patientdata ikke kan læses til databasen, fordi ventetiden på netværket er for høj, eller skærmen ikke kan vise alle data, fordi skærmopløsningen er for lav.
- PAS-opdatering: du bedes sørge for, at klienten er den samme som ønsket, før du gemmer.
- For at undgå at uautoriserede personer får adgang til systemet, skal du sørge for, at adgangskoden er sikker nok hvad angår længde, kompleksitet og uforudsigelighed, og du må IKKE videregive den til nogen.
- Af sikkerhedsgrunde skal systemadministratorens adgangskode ændres ved første gang i brug og må kun deles med personer, der er udpeget til at foretage konfigurationsændringer. Denne adgangskode skal ændres med regelmæssige mellemrum.
- Hvis du har glemt din adgangskode, skal du straks kontakte din systemadministrator for at få det ændret. Hvis du mener at have mistet en optegnelse med det, og at en anden kan have fundet det, skal du straks informere din systemadministrator.
- Dobbelttjek, at du tildeler/tilknytter korrekte rettigheder/roller, ellers kan brugere foretage u hensigtsmæssige handlinger i systemet.
- For at undgå uautoriseret adgang til patientdata må brugerne ikke efterlade deres PC uovervåget.
- Generel søgning efter en klient: Vær forsigtig, når du eksporterer resultaterne af klientsøgningen til CSV, da der kan være risiko for PID-lækage (PID - patient-identificerbare data).
- Når du bruger Noah Fast Data View, skal du huske at lukke Fast Data View-dokumentet manuelt, da Auditbase ikke kan lukke det automatisk. Vær påpasselig med patientindhold. Auditbase kan ikke advare brugere om, at et Fast Data View-dokument stadig er åbent for en klient, når brugere vælger en anden klient.
- På skærmen Klientinformation skal det kontrolleres, at e-mailadressen er korrekt. Angivelse af en ukorrekt e-mailadresse kan medføre, at klientens data sendes til en forkert adressat.

- Auditbase er beregnet til at være et system for alle patienter, fra små børn til ældre voksne. Der er ingen kontraindikationer, der indikerer, at der er nogen gruppe, som Auditbase ikke bør anvendes med.
- Brugere, der eksporterer viderehenvissningslisten til CSV-format skal gå forsigtigt frem ved behandling af filen for at undgå tab/lækage af patientdata.
- Medicinske optegnelser om patienten må ikke benyttes som det eneste diagnoseværktøj. Ved viderehenvissning af en patient til videre behandling må sådanne notater sammen med andre patientdata gennemgås af en kvalificeret medarbejder, for der foretages yderligere på patienten.
- Auditbase-funktionerne kan ikke forringes, hvis programmet anvendes med andet medicinsk udstyr som for eksempel hjertestimulatorer, højfrekvente elektrokirurgiske instrumenter, defibrillatorer, instrumenter til kortbølgebehandling, og dette vil heller ikke bringe patienten i fare. Yderligt udstyr, der kan anvendes med Auditbase, skal opfylde kravene i IEC 60601-1.
- Auditbase kan fungere i kombination med printere og strekkodescannere. Auditbase vil fungere sikkert med dem og vil ikke forringe den specificerede ydeevne af de enheder, hvor der bruges standard Windows-drivere og -software. Der er en begrænsning på, at strekkodescannere skal kunne simulere indtastning på tastaturet og skal kunne producere præfiks- og suffikstilføjelser til informationsstrengen. En begrænsning betyder, at Auditdata ikke kan understøtte Zebra printere til udskrivning af mærkater.
- Det er vigtigt, at forretningsprocessen sikrer, at der er etableret kurser for alle brugere, før brugen af Auditdata påbegyndes.
- Det er vigtigt, at forretningsprocessen sikrer, at der er fremskaffet tilstrækkelige ressourcer til klient-pc'er i henhold til minimumskravene til systemet. Auditbase-tjeklisten før installering eller opgradering skal være nøjagtigt udfyldt.
- Hvis en patient ophører med at bruge Auditbase og bortskaffer udstyret, skal der tage forholdsregler for at undgå usikker bortskaffelse af lagermedier med PID-information (patienthenførbare data) og sletning af medicinske data, før det er klinisk sikkert at gøre det i henhold til lokal lovgivning. Se afsnittet '[Ophør med brug af Auditbase og bortskaffelse](#)'.
- Elektroniske instruktioner leveres i stedet for papirinstruktioner. Alle brugere har adgang til den elektroniske version af Brugervejledningen, tilgængelig fra selve applikationen. Brugere med adgang til en printer kan derfor selv printe en papirkopi af Brugervejledningen fra applikationen.
- Hvis kunden har brug for en papirkopi af brugervejledningen, kan den leveres inden for 7 dage, fra brugeren har sendt en anmodning til support@auditdata.com.
- Brugere, der eksporterer rekvisitionslisten til CSV-format, skal gå forsigtigt frem ved behandling af filen for at undgå tab/lækage af patientdata.
- Brugere, der eksporterer sikkerhedslogfilen til CSV-format, skal gå forsigtigt frem ved behandling af filen for at undgå tab/lækage af patientdata.
- Når du bruger Ørebilleder-modulet, skal brugerne sikre, at alle uploadede, importerede eller indsatte billeder er korrekt knyttet til den rette patient.

- Ørebillede-modulet betyder den manuelle skitseringsproces og den standard ovale form af trommehinden, at den beregnede procentdel kun er et skøn og ikke bør betragtes som en præcis måling.

6.2 OBS

- BSA-skyggeslørings-symboler er ikke omfattet i Noah-standard: Derfor vil de ikke blive overflyttet til Auditbase, når audiogrammet gemmes i Noah.
- Når du arbejder i et modul, skal du inden du går videre med rapportering eller beslutninger om behandling sørge for, at den korrekte klient er valgt, så du undgår at lave en ukorrekt rapport eller behandling.
- For at undgå problemer, som for eksempel data der ikke kan ses samt ufuldstændige ruder, bør oprettelse af visninger kun bruges med den skærmopløsning, de er beregnet til. Bemærk, at den patientoversigt, der er konfigureret på en skærm med høj opløsning, muligvis ikke vises korrekt på skærme med lav opløsning, og kan udelade visse oplysninger. For at undgå forvirring anbefales det at inkludere opløsningsstørrelsen i konfigurationsnavnet, specielt hvis den er høj.

6.3 Restrisici og uønskede bivirkninger

Auditbase indeholder ikke et uacceptabelt niveau af restrisici og uønskede bivirkninger. Alle risici er nedbragt til et acceptabelt niveau i systemets implementerings- og dokumentationsproces. *Bemærk, at for at holde alle risici nede på dette acceptable niveau skal ovennævnte advarsler, forholdsregler og kontraindikationer gennemgås grundigt af brugerne og efterfølges i deres daglige arbejde.*

Vær opmærksom på, at den klinisk sikkerhedsansvarlige på stedet har kliniske systemsikkerhedsrapport for Auditbase, hvor kliniske risici er nærmere beskrevet sammen med den samlede kliniske risiko for Auditbase.

7 Installation, opsætning og drift

7.1 Installation og afinstallation

- En komplet trinvis vejledning i installation af Auditbase systemet, findes i Auditbase Complete Installation Guide.
- Installation skal udføres af eller med assistance af Auditdatas supportpersonale. Installationsvejledningen kan findes i den komplette Auditbase-installationsvejledning og Quick Auditbase-installationsvejledning, der er tilgængelig på udgivelses-cd'en.
- Der er ingen specifikke påkrævede systemkrav til grænseflade, der skal tages i betragtning på installationstidspunktet. Valgfri grænsefladekrav er tilgængelige og kan diskuteres med din Auditdata-repræsentant.
- Afinstallation af Auditbase: Se Auditbase *Komplette installationsguide*.
- Minimums- og anbefalede specifikationer for klient og server beskrives i [Bilag A](#) i dette dokument.

7.2 Opsætning


- Systemadministratoren, der nævnes i dette dokument, anvender login-navnet SYSADM sammen med en given adgangskode.
-  Af sikkerhedsgrunde skal denne adgangskode ændres ved første gang i brug og må kun deles med personer, der er udpeget til at foretage konfigurationsændringer. Adgangskoden skal ændres med regelmæssige mellemrum.
- Kunder anbefales at anvende Active Directory-integration til login til Auditbase, så adgangskoder ikke er i brug, og de kan anvende multifaktorautentificering for at sikre Active Directory login.
- Umiddelbart efter den indledende Auditbase-installation skal muligheder for sikker adgangskodekonfiguration og autolog-ud overvejes. Se de tilsvarende afsnit nedenfor.
- Afhængigheder af andre applikationer: Auditbase arbejder med MS Word til behandling af dokumenter, så hvis der er planlagt behandling af dokumenter på arbejdsstationen, skal MS Word installeres på den pågældende arbejdsstation,
- Oplysning om konfiguration af Auditbase, se *Auditbase Admin Guide*.

7.3 Klargøring til stærk autentifikation

Opsætning af brugerdatanavne

Først skal systemadministratorerne vælge et datanavn til brugeridentificering og konfigurerings af indstillingerne på siden *Ekstern autentifikation* i Auditbase Administration. Muligheder for datanavn inkluderer:

- Brugers globale ID
- Telefonnummer
- Navn på Active Directory-konto
- E-mail
- Brugerens globale ID 2



A screenshot of a web interface showing a dropdown menu. The title of the menu is "Auditbase brugeroplysninger til at matche med Identitetsudbyder". The dropdown is currently open, showing a list of options: "e-mail", "Brugers globale ID", "Telefonnummer", "Navn på Active Directory-konto", "e-mail" (highlighted in blue), and "Brugerens globale ID 2".


Administratorer skal herefter sikre, at datanavnet er udfyldt for alle brugere, der anvender ekstern autentifikation. Datanavnet:

- Må ikke være blankt
- Skal være unikt

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, kan brugeren ikke logge ind, efter at den eksterne autentifikation er aktiveret.

Konfigurerings af autentifikationsindstillinger


Konfigurerings kan udføres på skærbilledet *Ekstern autentifikation* i Auditbase Administration. Stedet skal bestemme hvilken af de tre autentifikationsmuligheder, der skal anvendes.




A screenshot of a web interface showing a section titled "Bed om autentifikation uanset Single Sign On (hvis det understøttes)". Below the title are three radio buttons: "Aldrig", "Efter udlogging", and "Altid". The "Altid" radio button is selected.

Aktivering af autentifikationsmetoder

Aktivering af ekstern autentifikation udføres i Auditbase Administration på skærbilledet *Opsætning af autentifikation og password*.



Hvis de generelle indstillinger er FRA, men der er behov for ekstern autentifikation til visse individuelle brugere, kan det aktiveres på skærbilledet *Brugerrettigheder og opsætning*.




Før ekstern autentifikation aktiveres, anbefales det, at **"Tjek aktive brugere"** på skærbilledet *Opsætning af autentifikation og password*. Når ekstern autentifikation er aktiveret, udfører systemet automatisk "Tjek aktive brugere".

BEMÆRK: Når der skiftes til ekstern autentifikation TIL på stedniveau, skal den bruger, der aktuelt er logget ind, være i stand til at logge ind med ekstern autentifikation. Ellers kan brugeren ikke komme ind i systemet senere for at løse problemer med autentifikationen.


Herefter er det nødvendigt, at udføre en autentifikationstest med brug af funktionen **Test autentifikationen**. I løbet af denne test venter Auditbase på svar fra udbyderen inden for et specifikt tidsrum.

BEMÆRK: Autentifikationstesten er et reelt autentifikationsforsøg. Hvis autentifikationen annulleres, vil administrationsværktøjet være utilgængeligt i dette tidsrum.




AUTENTIFIKATIONEN LYKKEDES

Hvis autentifikationen lykkes, ses følgende meddelelse.






Følgende meddelelse vises i Auditbase.



MISLYKKET AUTENTIFIKATION

Hvis brugerens ID er blank, eller ikke matcher, mislykkes autentifikationsprocessen. Systemet rapporterer en mislykket autentifikation:



7.4 Logge på



Det er vigtigt, at forretningsprocessen sikrer, at der er etableret kurser for alle brugere, før brugen af Auditdata påbegyndes.

Der er to måder at logge på Auditbase på:

- Med en Auditbase-konto
- Med en Microsoft Windows-konto (Active Directory)


Du kan kun bruge én kontotype til at logge på Auditbase.

For at være i stand til at logge ind med en Microsoft Windows-konto, skal din systemadministrator have konfigureret din Auditbase-konto til at bruge dine Windows-legitimationsoplysninger og aktiveret Auto-login til Windows-godkendelse.

1. Log ind med en Microsoft Windows-konto

- Dobbeltklik på Auditbase-ikonet på dit skrivebord
- Auditbase logger dig ind på standarddatabasen ved hjælp af dine Windows-legitimationsoplysninger

Hvis du vil logge på en anden database end standarddatabasen, skal du klikke på Windows-ikonet () og gå til **Auditdata > Auditbase med valg af database**



2. Log ind med en Auditbase-konto

- Dobbeltklik på Auditbase ikonet på dit skrivebord.
- Verificer om navnet på databasen er korrekt.
- Indtast dit **Brugernavn** og din **cha**.
- Tryk på **Log ind**.



Version 6.10.0

Auditbase

Systemet er licenseret til
(12 brugere)

Database: ABASE

Bruger:

Adgangskode:

Log ind

CE0123 | Auditdata A/S
Wildersgade 10B, 1408 København K, Danmark

MD | eIFU Indicator | <https://support.auditdata.com/portal/en/kb/articles/instructions-for-use>


AUDITDATA
Copyright © 2026 Auditdata. All rights reserved.

Afslut

Sikkerhed: Systemet låser en bruger ude efter et antal forsøg på at indtaste den forkerte adgangskode (konfigureret, typisk 3). En registrering af denne hændelse bliver inkluderet i loggen. Oplåsning af brugerkontoen skal derefter foretages af systemadministratoren.

2.1. Log på for første gang

Når du logger på for første gang, når systemet har ændret din adgangskode, genereres en meddelelse, der beder dig ændre din adgangskode, før du logger på.



Skift adgangskode

OK Annuller

Brugernavn: SYSADM

Adgangskode

Aktuel: *****

Nyt: *****

Bekræft ny: *****

Note: Adgangskoder skal begynde med et bogstav a-Z og skal overholde styrkereglene i Administration.

Hvis man vil gøre det hurtigere at logge på systemet, kan din System Administrator vælge kun at starte standard modulet ved opstart. Dette betyder, at det vil tage lidt længere tid at åbne andre moduler.

Symboler kan gemmes på den lokale PC hvilket betyder at det vil blive endnu hurtigere at logge på systemet. Din System Administrator kan sætte det op for hele afdelingen, men dette kan ændres for en enkelt PC i Opsætning for Arbejdsstation i Administrationsprogrammet.

Efter du er logget ind, hvis Noah ikke initialiserer korrekt grundet PC med lav ydeevne, når Noah Modulets navigations genvej forsøger at udfylde eller når du forsøger at åbne Noah, vil en besked linje vises og angive problemet. Man kan forsøge at re-initialisere Noah ved at trykke på **Re-initialiser** knappen.

Hvis Auditbase eller Viewer åbnes direkte fra et andet system via kontoen, og passwordet er blevet opdateret i det system, og ikke i Auditbase, vil login ikke fungere. **Login dialogen** vil vises.

Du kan modtage en besked om, at en licens allerede er i brug på denne PC. Én besked, at den benyttes under dit brugernavn og du kan rydde den eller en anden besked, at den benyttes under et andet brugernavn, hvor du skal kontakte systemadministrator.

Logindetaljer er sammenkædet med de signaturer, der er anvendt til at identificere, hvad der er gjort med en patient, og af hvem, gennem hele databasen. Hvis **Brugernavn** og **Titelhistorik** er ændret grundet en navneændring eller et jobskifte, vil signaturen ændres fra dagen efter ændringen.

Denne information relaterer til alle journaler, dokumenter, lager, patientrelateret information indeholdt i databasen. Den historiske information er bibeholdt signaturen for enhederne.

Hvis Single Sign On anvendes og er opsat til din konto, logger du dig automatisk på Auditbase ved at dobbeltklikke på ikonet.

***BEMÆRK:** Systemadministratorkontoen med login som SYSADMIN har ikke tilladelse til at logge på Auditbase. SYSADM-KONTOEN kan anvendes til at konfigurere de første privilegerede rettigheder for brugere. Alle handlinger under denne konto vil blive logget som en navngivet bruger.*

3. Log ind med stærk autentifikation

Auditbase understøtter indlogging med metoder til stærk autentifikation fra eksterne kilder, der øger sikkerhed og fleksibilitet for brugerne.

Stærk autentifikation kan anvendes på to måder:

- **Som tillæg til den traditionelle AB-autentifikation:** Brugere kan logge ind med stærk autentifikation sammen med traditionelle metoder som for eksempel adgangskode eller Active Directory legitimationsoplysninger.
- **Istedet for den traditionelle AB-autentifikation:** Brugere kan vælge kun at anvende stærk autentifikation og springe traditionelle indlogningsmetoder over.


Hvis der kun anvendes ekstern autentifikation (Auditbase autentifikation og Windows AD anvendes ikke):

Muligheden for at indtaste brugernavn og adgangskode er ikke tilgængelig, og de tilsvarende felter er deaktiverede på skærbilledet login





Hvis der kun er konfigureret én database, og autentifikationen er indstillet uden SQLBase/AD login, ses intet login skærbillede, og brugeren logges ind direkte.

Muligheden for at skifte adgangskode er deaktiveret



Hvis bruger ID'et ikke findes, eller hvis ID'et ikke er unikt, ses en af følgende meddelelser.



Løsning af indlogningsproblemer med stærk autentifikation

- **Ingen brugere kan logge ind:** Dette problem forekommer, når alle brugere skal bruge ekstern autentifikation for at logge ind i Auditbase enten som tillæg til eller i stedet for Auditbase login. SYSADM brugeren skal logge ind i administratorværktøjet, gennemgå og rette indstillingerne eller slå ekstern autentifikation fra, hvis udbyderen ikke er tilgængelig.
- **Visse brugere kan ikke logge ind:** Hvis kun nogle brugere kan logge ind, kontrolleres hver brugers eksterne ID-værdi, der skal være unik og ikke må være blank. Systemadministratoren bør rette den globale ID-værdi eller løse problemet med den eksterne autentifikationsudbyders utilgængelighed på brugerens pc.
- **Deaktiver stærk autentifikation:** Hvis problemerne med ekstern autentifikation ikke kan løses, kan den deaktiveres for individuelle brugere på skærbilledet User Rights and Setup (brugerrettigheder og opsætning) eller ved indstillinger for hele stedet på skærbilledet Authentication and Password Settings (autentifikations- og adgangskodeindstillinger) i Auditbase Administration. Systemet vil forsøge at genindstille brugeradgangskoderne, men der skal oprettes nye adgangskoder, hvis adgangskodehistorikken er nulstillet, eller der er tilføjet nye brugere i perioden med ekstern autentifikation.

7.5 Logge ud

Alle steder i Auditbase, ikke i Noah, kan man logge hurtigt ud ved at trykke på **F2**. Når man trykker på **F2**, får man også mulighed for at skifte bruger. Dette er brugbart, når du arbejder på en computer, hvor andre kan være logget ind.

At logge ind igen efter F2-skærme er nu forenklet (på grund af fjernelsen af SYSADM). Som Systemadministrator kan du logge ind som den tidligere bruger efter denne bruger har logget ud.

- Når en bruger har logget ud af Auditbase, tryk på **Lås op**.
- Vælg derefter **Administrator** og indtast kodeord.
- Klik på **Lås op** og du bliver nu logget ind i Auditbase med den tidligere brugers brugernavn og kodeord.

Den besked, der forekommer, når Auditbase lukkes ned **Er du sikker på, at du vil afslutte?** kan nu deaktiveres i Auditbase's administrationsindstillinger.

7.6 Kodeord

Auditbase lukker ned, hvis du taster dit kodeord forkert mere end 3 gange.


Der er nu også mulighed for at låse en bruger ude af Auditbase i det tilfælde, at der tastes forkert password mere end et bestemt antal gange fortløbende. Systemadministrator fastsætter antallet af gange, hvor der må tastes forkert password. Hvis der tastes korrekt password nulstilles tælleren for forkert indtastede password. Låses brugeren, skal den låses op af systemadministrator.

Derudover kan systemadministratoren vælge at låse kontoer, som ikke har været logget på i fx en periode på 3 mdr. Sker dette, kontakt da systemadministrator for at få låst kontoen op.


Tryk på **Annuller** for at lukke Log ind vinduet og vende tilbage til Windows.
Din systemadministrator håndterer brugernavn, kodeord og udløb af kodeord.

7.6.1 Nyt kodeord

En bruger kan skifte sin adgangskode i Auditbase ved at vælge **Systemopsætning -> Skift adgangskode**:



Afgangskoden for SYSADM kontoen kan ændres fra Auditbase Administration ved hjælp af menupunktet Fil -> Skift adgangskode:



I den åbnede dialog, må brugeren indtaste nuværende kode samt den ny kode to gange:

Udløb af kodeord

Når der er mindre end 5 dage til dit kodeord udløber (beregnet fra sidste ændring af kodeordet), bliver du spurgt, om du vil ændre dit kodeord nu eller vente til senere.

Er kodeordet udløbet, skal du ændre dit kodeord for at få adgang til Auditbase. Det er ikke muligt at få adgang til Auditbase uden at ændre kodeordet. Kontakt venligst din systemadministrator for at ændre dit kodeord.

Formatering af nyt kodeord

- Et kodeord skal indeholde 8 tegn og må ikke være tomt
- Seneste kodeord skal indtastes for at ændre det til et nyt
- Dit kodeord kan kun indeholde bogstaver fra A-Z og tal fra 0-9
- Første tegn i kodeordet skal være et bogstav fra A-Z
- Du kan muligvis ikke genbruge gamle kodeord – din systemadministrator står for indstillingerne vedrørende kodeords historik
- Hvis du taster det seneste kodeord forkert tre gange, når du vil ændre dit kodeord, lukker vinduet ned



ADVARSEL: For at undgå, at uautoriserede personer får adgang til systemet, bør man sikre sig at den adgangskode man anvender er stærk nok hvad angår længde, kompleksitet og uforudsigelighed og man bør IKKE afsløre den til nogen.

Mistet eller glemt adgangskode

Hvis du har glemt din adgangskode, skal du straks kontakte din systemadministrator for at få det ændret. Hvis du mener at have mistet en optegnelse med det, og at en anden kan have fundet det, skal du straks informere din systemadministrator.

Stærk Autentificering

Stærk autentificering kan nu anvendes som supplement til brug af et Auditbase kodeord. Hvis denne funktion aktiveres i Auditbase Administration, vil det være nødvendigt at brugeren er logget på Windows ved hjælp af en stærk autentificeringsmetode valgt af administrator, eller vil man ikke kunne få adgang til Auditbase. Stærk autentificering kunne for eksempel være ved hjælp af en Windows smartcard, biometrisk skanner eller anden måde at logge ind i Windows.

Når man er korrekt logget ind i Windows, vil man kunne give brugeren adgang til at logge ind i Auditbase.

7.7 Pauseskærm

Pauseskærmen i Auditbase aktiveres manuelt eller automatisk alt efter opsætningen af systemet. Den sikrer, at uautoriserede personer ikke får adgang til fortroligt data i systemet. Pauseskærmens funktion kan enten være fastlagt som en fælles standard for hele organisationen eller som en individuel opsætning på hver enkelt arbejdsstation. Standard opsætning for hele organisationen opsættes af Systemadministratoren og individuelle indstillinger kan indstilles af den enkelte bruger med udvidede bruger rettigheder. Af sikkerhedsmæssige årsager bør pauseskærmen aktiveres, hver gang arbejdsstationen efterlades uden opsyn. Når pauseskærmen er aktiveret, betyder det, at systemet er låst af sidste bruger, der var logget på.

- Aktiver pauseskærmen manuelt ved at trykke på **F2**.
- Automatisk aktivering indstilles i Auditbase systemadministration.
- I Auditbase systemadministration kan du vælge om pauseskærmen skal være deaktiveret eller aktiveret, og i så fald efter hvor mange minutter skærmen skal aktiveres.
- Hvis der ikke er lavet nogen ændringer, præsenteres Log ind vinduet ved aktivering med følgende muligheder for at fortsætte:
 1. Lås op
 2. Log ind
 3. Afslut

Lås op

- Hvis du trykker på **Lås op** får du følgende valgmuligheder:
- **Skift bruger**
En anden bruger kan logge på Auditbase. Du vil blive advaret om at nuværende brugers data, som ikke er gemt, vil blive slettet.

Log ind

1. **Log ind med en Microsoft Windows-konto**
 - Dobbeltklik på Auditbase-ikonet på dit skrivebord
 - På skærmen, der vises, skal du klikke på Login, hvorefter Auditbase logger dig på standarddatabasen ved hjælp af dine Windows-legitimationsoplysninger

2. Log ind med en Auditbase-konto

- Indtast brugernavn og kodeord for den bruger, der var logget på systemet, da pauseskærmen blev aktiveret. Auditbase System åbner med samme status, som før pauseskærmen blev aktiveret.

Afslut

- Du vil blive advaret om at nuværende brugers data, som ikke er gemt, vil blive slettet, hvorefter Auditbase lukker ned.
- Når du har angivet korrekt log ind information, åbner Auditbase System med samme status, som da pauseskærmen blev aktiveret.


Bemærk: Pauseskærmen aktiveres ikke mens Noah er åben.

7.8 Ændring af tema for brugergrænsefladen (UI)

Når du starter Auditbase i det nye tema, kan du altid efter behov vende tilbage til det gamle tema.

For at ændre temaet:

1. I **Systemværktøjslinjen** skal du klikke på Redigér-ikonet (udstyr)
2. Gå til **Aktuelt standardtema**
3. Vælg **Auditbase 5**




Men når du bruger *Auditbase 5-temaet*, skal du lægge mærke til, at efter du har ændret temaet:

- Det er kun UI-farvepaletten, der ændres, ikonerne vil ikke vende tilbage
- Indtil Auditbase genstartes vil nogle skærme have inkonsekvent farvepalet

7.9 Moduler

Auditbase System 4 består af flere moduler, som dækker over forskellige områder, der kan udføres af klinikken eller de ansatte. Heriblandt kan nævnes Booking, Lager og Journal. Modulerne er tilgængelige via **Navigationspaneler**.



7.10 Noah4Auditbase undersystem

Noah er implementeret i Auditbase ved hjælp af Noah4Auditbase, en wrapper til Noah's funktioner, et forenet system til at udføre patientrelaterede opgaver.

Note: Når man har opgraderet til Noah 4, vil det ikke være muligt at installere Noah moduler direkte fra Auditbase system. Noah moduler kan enten installeres fra Auditbase Installationsmenuen eller individuelt med modulernes installationsprogrammer. Se venligst Auditbase Quick Installationsguide eller Auditbase Installationsguide dokumenterne respektive for detaljerede informationer.

Med Noah4Auditbase undersystem kan man:

- Få vist en oversigt over Noah sessioner og åbne dem med de respektive Noah moduler.
- Vælge et Noah modul fra en liste og åbne det.
- Gennemse patientinformation.
- Efter du er logget ind, hvis Noah ikke initialiserer korrekt grundet PC med lav ydeevne, når Noah Modulets navigations genvej forsøger at udfylde eller når du forsøger at åbne Noah, vil en besked linje vises og angive problemet. Man kan forsøge at re-initialisere Noah ved at trykke på **Reparer** knappen.

7.11 Sorter og gem lister

Du kan sortere lister via kolonner ved at klikke på kolonnen, du ønsker at sortere på.

- Når du placerer musen over kolonnetitlen viser der sig en besked, hvor der står **Klik for at sortere kolonne**.

Ventetid	Aktiv vente	Visiteret	ForløbsID	Dato	CPR nr.	Reservenr.	Behandlingsresultat	Tidshandling	Navn
-633	633u 0d	Ja	Klik for at sortere kolonne	27/11/2007	T12204-1			Tæller	FIRSTNAME22041 LASTNAME22041
-632	509u 0d	Nej		13/04/2010	T13967-3			Tæller	FIRSTNAME39673 LASTNAME39673
-631	436u 1d	Nej		05/09/2011	T14180-0			Tæller	FIRSTNAME41800 LASTNAME41800
-630	435u 1d	Nej		12/09/2011	T14206-3			Tæller	FIRSTNAME42063 LASTNAME42063
-629	414u 4d	Nej		03/02/2012	T14255-0			Tæller	FIRSTNAME42550 LASTNAME42550

- Første gang du klikker, bliver kolonnen sorteret stigende (A-Z eller 1-100) og anden gang sorters der faldende (Z-A eller 100-1).
- Du kan også højre-klikke på kolonnen for at vælge sorteringsmåde.
- Klik på Vælg sortering.

Ventetid	Aktiv vente	Visiteret	ForløbsID	Dato	CPR nr.	Navn
-633	633u 0d	Ja		27/11/2007	T12204-1	FIRSTNAME22041 LASTNAME22041
-632	509u 0d	Nej		13/04/2010	T13967-3	FIRSTNAME39673 LASTNAME39673
-631	436u 1d	Nej		05/09/2011	T14180-0	FIRSTNAME41800 LASTNAME41800
-630	435u 1d	Nej		12/09/2011	T14206-3	FIRSTNAME42063 LASTNAME42063
-629	414u 4d	Nej		03/02/2012	T14255-0	FIRSTNAME42550 LASTNAME42550
-628	330u 4d	Ja		13/09/2013	T144819	FIRSTNAME44819 LASTNAME44819
-627	313u 4d	Nej		10/01/2014	T121865	FIRSTNAME21865 LASTNAME21865
-627	44u 1d	Nej		11/03/2019	231	

- Brugervisning
- Site standardoversigt
- ☒ Systemets standardvisning
- Vælg sortering
- Gem brugervisning
- Gem site standardvisning

Her kan du ændre på standard sorteringsordren med op til tre kolonner.

Sortér

Sorter på

Dato

☒ Stigende
☐ Faldende

Derefter på

CPR nr.

☒ Stigende
☐ Faldende

Derefter på

Navn

☒ Stigende
☐ Faldende

OK

Annuller

Tilbage i listen kan du flytte rundt på kolonnerne, hvis du ønsker en anden visning.

- Flyt musen hen på den nederste linje i boksen med kolonnetitlen og et symbol dukker op.

Ventetid	Aktiv vente	Visiteret	ForløbsID	Dato	CPR nr.	Navn
-633	633u 0d	Ja		27/11/2007	T12204-1	FIRSTNAME22041 LASTNAME22041
-632	509u 0d	Nej		13/04/2010	T13967-3	FIRSTNAME39673 LASTNAME39673
-631	436u 1d	Nej		05/09/2011	T14180-0	FIRSTNAME41800 LASTNAME41800
-630	435u 1d	Nej		12/09/2011	T14206-3	FIRSTNAME42063 LASTNAME42063
-629	414u 4d	Nej		03/02/2012	T14255-0	FIRSTNAME42550 LASTNAME42550

- Når symbolet vises kan du klikke og hive kolonnen hen til en anden placering i tabellen.

Ventetid	Aktiv vente	Visiteret	ForløbsID	Dato	CPR nr.	Navn
-633	633u 0d	Ja		27/11/2007	T12204-1	FIRSTNAME22041 LASTNAME22041
-632	509u 0d	Nej		13/04/2010	T13967-3	FIRSTNAME39673 LASTNAME39673
-631	436u 1d	Nej		05/09/2011	T14180-0	FIRSTNAME41800 LASTNAME41800
-630	435u 1d	Nej		12/09/2011	T14206-3	FIRSTNAME42063 LASTNAME42063
-629	414u 4d	Nej		03/02/2012	T14255-0	FIRSTNAME42550 LASTNAME42550

Du kan desuden ændre vidden på kolonnerne ved at flytte musen hen til linjen, der separerer felterne med kolonnetitlerne og derefter klikke og hive i feltet, så det bliver enten større eller mindre – det er feltet til venstre for musen som du ændrer.

Når tabellen er sat op, som du ønsker det, kan du gemme visningen som standardvisning, dvs. den visning systemet automatisk vælger, når modulet eller skærmen åbnes.

- Højreklik på tabellen og vælg **Gem brugervisning**.

ForløbsID	Dato	CPR nr.	Navn

Brugervisning
 Site standardoversigt
☒ Systemets standardvisning
 Vælg sortering
 Gem brugervisning
 Gem site standardvisning

- Hvis du er logget på som systemadministrator, kan du også gemme visningen som standardvisning for hele sitet.

Visse moduler i applikationen, såsom **Journal** og **Booking**, har brugerdefinerbare visningsindstillinger, som gemmes ved at vælge **Gem vinduesopsætning** under menuen **Vis**. Se beskrivelser af disse moduler for at få mere information.

7.12 Kolonnesortering og søgning på startbogstaver

I de fleste vinduer kan du sortere tabeller via kolonner og søge i kolonner ved hjælp af startbogstaver.

Når du peger på en kolonneoverskrift, får du et tip om, at du kan sortere tabellen ved at klikke på kolonnens overskrift, hvis denne funktion understøttes her.

Søgning på startbogstaver

- Sorter på en kolonne i tabellen.
- Tast et tal eller bogstav og systemet fokuserer på første række med samme starttegn i den sorterede kolonne.
- For hvert tegn du indtaster, søger systemet efter disse søgekriterier.
- For det meste bliver søgekriterierne vist i statuslinjen.
- Tryk på **Ctrl+Enter** for at hoppe til næste række, der passer med søgekriterierne.
- Tryk på **Tilbage** for at rydde søgekriterierne.

Du kan desuden rulle op og ned i alle tabeller ved hjælp af musehjulet.


7.13 Værktøjslinjen og startbillede

Alle ikoner på menuerne har en tekst eller et værktøjstip, der gør det tydeligt, hvad ikonet står for.

Værktøjslinjen indeholder følgende:

- En knap til af åbne og lukke **Navigationspanelet**. Orange baggrundsfarve når åben, grå når lukket.
- Den valgte patients Fødselsdata eller CPR-nummer som valgt af System Administrator.
- Den valgte patients navn.

- En drop-down liste  til at vælge en af de seneste patienter.
- En knap til at skifte til **Patientinformation** 
- En knap til at oprette en patients behandlingsresumé og vise det .
- En knap til at vise patientens seneste audiogram 
- Navnet på **Brugeren**, som er logget på.
- Den nuværende **Lokation**, der også kan vælges i drop-down listen.



- Under denne linje vises den aktive dato, tid og ressource.
- **Klinik filtre og Opsætning af Klinik filtre** vises også.


Modulet der vises, når man logger på Auditbase, kan defineres af brugeren. Kontakt din systemadministrator, hvis du vil vide, hvordan du gør dette.

Menubåndet øverst på siden vil vise ikonerne som tilhører det modul som anvendes. De tilgængelige ikoner og funktioner vil afhænge af det valgte modul. Menubåndene vil alle have ikonerne grupperet på fanebladene Fil, Ret, Funktioner og Vis. Menubåndet kan være vist eller skjult. Først kan man dobbeltklikke på det valgte menubånd for at lukke det. Et enkelt klik på menubåndet vil åbne det midlertidigt, hvis man klikker på et af ikonerne eller klikker et andet sted på skærmen, vil menubåndet lukke igen. Dette muliggør maksimal plads på skærmen og stadig at have adgang til menubåndet.

Menubåndet grupperer ikonerne efter deres funktion og giver dem en titel. For eksempel, vil ikoner som relaterer til søgning blive grupperet og betitlet herefter. De vil så være adskilt fra den næste ikongruppe af en adskillelseslinje.

Lokation og Afdeling kan anvendes til filtrering hvis man har licens til Lokationsfiltrering; dette er et ekstra modul man kan købe til Auditbase.

Man kan lave et enkelt valg, vælge en Lokationsgruppe oprettet af System Administrator eller lave sine egne flervalgsgrupper. En flervalgsgruppe laves ved at vælge det rette valg i drop down listen Lokation eller Afdeling. Et vindue vil åbne hvor man kan foretage valg ved at sætte kryds i boksen ved siden af Lokation eller Afdeling.



Når man har foretaget sine valg, vil **OK** lukke vinduet eller **Afbryd** vil lukke vinduet uden nogen ændringer.


Hvis flere valg af foretaget, vil Lokations- eller Afdelingsfiltret vise **Flere lokationer**. Disse valg kan ses ved at placere musekursoren over filtret og læse tool tip. Disse valg bliver ikke gemt, så hvis man vil bruge dem regelmæssigt, anbefales det at lave Lokationsgrupper da disse vises til enkel anvendelse.

7.14 Navigationspaneler

Navigationen til venstre på skærmen indeholder genveje til alle Moduler, Målinger, Spørgeskemaer og Test. Disse er grupperet på paneler svarende til deres funktion. De tilgængelige paneler vises i bunden af **Navigationsarealet**. Disse paneler vil afhænge af den standardvisning som er valgt af din System Administrator. De viste nedenfor er standard Auditbase 5 gruppering.

- Individuel patient
- Patientforløb visning
- Klinikstyring
- Lagerstyring
- Opgaver
- PPP lister

Størrelsen på **Navigationsarealet** kan ændres. Træk **Navigationsarealets** kant til venstre eller højre fra dens højre kant. Klik og træk kanten med musen for at ændre størrelse på panelerne. Vælg det ønskede panel og det vil åbne og vise dets genveje ovenfor. Hvis man vælger en genvej fra denne liste, vil den åbne til højre for **Navigationsarealet**.




7.15 Brugerfavoritter

Fra de tilgængelige Moduler, Målinger, Spørgeskemaer og Test, kan man vælge genveje fra ethvert Panel som man har mest brug for og lave en Favoritliste.

Gå til **Navigationsarealet**; Vælg et navigationspanel -> højreklik på en genvej -> klik **Vis i Favoritter**.

Den valgte genvej vil blive kopieret til din favoritliste øverst på **Navigationsarealet**.

Din favoritliste vil altid vises øverst på **Navigationsarealet**.



Flyt musen til adskillelsen i bunden af **Favoritarealet** indtil den ændres til cursoren vist på billedet ovenfor, som går det muligt at udvide panelet så man ser hele indholdet. Både din favoritliste og panelets størrelse vil blive husket når du logger ud af Auditbase.

Højreklik på en genvej og vælg **Fjern fra favoritter** for at fjerne den fra favorittlisten.

For at ændre rækkefølgen på favorittlisten, højreklik på genvejen og brug **Flyt op** eller **Flyt ned** til at give den en ny placering.

7.16 Åbn, Luk og Skjul automatisk for Navigationsarealet

 Klik på ikonet til venstre for patientnavnet og **Navigationsarealet** vil lukke. Klik på det samme ikon igen for at genåbne navigationsarealet. Når det er åbent, vil ikonet få en orange baggrund.

 Når det er lukket, vil ikonet have en grå baggrund. Lukkes **Navigationarealet** vil man få det maksimale skærmareal at arbejde på.

Navigationsarealet kan sættes i en tilstand hvor den skjules automatisk, så man får så meget skærmareale at arbejde med og stadig have let adgang til **Navigationsarealet**.

 Klik på det lille ikon med tegnestiften øverst til højre i **Navigationspanelet**, tegnestiften vises nu i en horisontal udgave. Skjul automatisk indstillingen er nu aktiveret. Flyt væk fra Navigationspanelet og det skjules automatisk.

Flyt cursoren tilbage til Navigationsarealet, og placér den over ordet Navigation. Navigationsarealet vises igen.

Når vist, kan man vælge genveje fra Navigationsarealet ved at flytte cursoren ind på den og vælge.

Når man bruger funktionen skjul automatisk, vil åbn og luk ikonet være inaktivt. Det vil være nødvendigt at bruge tegnestift ikonet til permanent at åbne navigationspanelet, før ikonet bliver aktivt igen.


✚ Få Navigationspanelet til at forblive åbent igen ved at klikke på tegnestift ikonet øverst på Navigationspanelet. Tegnestiften vil nu vises vertikalt.

Luk Navigationsarealet permanent ved at klikke på ✕ øverst til højre på panelet. Åbn det igen ved at klikke på ikonet til venstre for patient navnet.

7.17 Panel konfigurering

Panelerne i Navigationsarealet kan konfigureres så det passer til den individuelle brugers præferencer. I bunden af **Navigationsarealet** er der en pil ▼. Klik på denne for at åbne en menu med muligheder af at konfigurere panelerne.


Vælges **Vis Færre Knapper** vil minimere den sidste panel titel til et ikon i bunden. Vælg **Vis Færre Knapper** igen for at minimere den næste, sidste panel titel. Ved at klikke, **Vis Flere Knapper** vil sørge for at de bliver vist igen med deres fulde overskrift.



Placér musen over Tilføj eller Fjern Knapper og en anden menu vil vises. Fra denne menu kan man fjerne overskrifter helt fra listen. Få vist de fjernede overskrifter igen ved at vælge dem igen fra den samme menu.




Ved at vælge **Navigationspanel Opsætning** fra menuen giver mulighed for at ændre den rækkefølge overskrifterne vises i, samt at fjerne og tilføje overskrifter til listen.



De valg man træffer her er knike for brugeren og vil huskes af Auditbase når man logger ud. Navigationspaneler og deres indhold kan bestemmes af System Administrator og det er derfor muligt at sætte begrænsninger på hvad brugerne kan se. System Administrator kan bestemme hvem som kan se hvad, for hver enkelt bruger, rolle eller for systemet generelt.

Tastaturgenveje vises ved "mouse-over" i Navigationspanelet.


7.18 Hjælp og support




I hjælpemenueen finder du forskellige muligheder for at få hjælp. Du kan også herfra tilgå vores **Support** tjenester.

7.18.1 Indhold

Under **Indhold** finder du hjælpefilen, som også tilgås med knappen F1.




7.18.2 Dokumentation



Under **Dokumentation** finder du diverse brugermanualer som PDF dokumenter samt dokumentet **Nyheder i Auditbase System**, som giver dig et overblik over de nyeste ændringer i systemet.

7.18.3 Support

Du har forskellige muligheder for at få support.




Profiling

- Du kan finde flere oplysninger i afsnittet om [Profiling](#).


Fjernsupport

- Hvis du vælger dette menupunkt, hentes TeamViewers elektroniske supportprogram. Vælg dit sprog på den åbnede hjemmeside.




Åbn (Start) TeamViewerQS.exe, når programmet er hentet.


Bekræft, at det skal køre med knappen Kør.



Accepter licensaftalen.



Du skal acceptere **Ansvarsfraskrivelsen** for at få adgang til TeamViewer. Dette skal først godkendes af din IT afdeling.




Din Auditdata supporter skal bruge dit ID og adgangskoden for at oprette en forbindelse med TeamViewer til din computer.

Elektronisk support rapport

Du kan vælge at få produceret en elektronisk support rapport, der kan sendes til Auditdata.



- Skriv ned hvor rapporten bliver gemt. Det skulle være på dit skrivebord.
- Tryk herefter på **Hent data**.
- Når rapporten er færdig, vises en besked.



- Der gemmes 2 filer i en mappe på dit skrivebord. Disse kan sendes til Auditdata som hjælp til at løse problemet.

Åbn logfolder

Åbn logfolder-emnet i Hjælpemenuen vil åbne et vindue, hvor bestemte logfiler er gemt. Auditdatas support vil eventuelt bede dig om at sende disse filer, hvis du rapporteret et problem. Disse logs indeholder ingen klientdata.

Kontakt os


- Kontakt os vil åbne kontaktsiden på Auditdata-hjemmesiden.

7.18.4 Profilerings

Profilerings er en supportmulighed i AuditBase, der giver brugere mulighed for at indsamle oplysninger til udviklere om, hvordan programmet kører.

Det er praktisk, når man skal foretage fejlsøgning, da profilerings logger al systemaktivitet, som supportteamet eller udviklerne senere kan gennemse. VIGTIGT: Der registreres ingen klientoplysninger.


Brugere kan få adgang til Profilerings i Hjælpemenuen i System-værktøjslinjen:



Følgende styringer giver mulighed for at administrere profilerings-funktionen:

1. *Start*: starter Profilerings, som potentielt kan gøre programmet langsommere
2. *Suspendér*: stopper midlertidigt Profilerings, hvis udførelse af andre opgaver kræver fuld systemkapacitet
3. *Fortsæt*: genstarter profilerings, som har været suspenderet
4. *Stop*: forlader Profilerings-tilstanden
5. *Indstillinger*: indeholder ekstra Profileringsindstillinger
6. *Kør ved opstart*: starter Profilerings ved næste opstart af Auditbase
7. *Åbn logfolder*: åbner folderen med Profilerings-logs

Når Profilering er aktiveret, vises det tilhørende banner. Brugere kan få flere oplysninger ved at klikke på **Info-knappen**, eller alternativt deaktivere program-logging ved at klikke på **Stop**.




Eftersom det kan påvirke programmets ydeevne, hvis **Profilering** kører, anbefales det, at brugere kun går i Profileringstilstand, når de får besked om det fra Auditdatas supportspecialister.

Indstillinger

Mere avancerede konfigurationsmuligheder kan findes i Indstillinger-vinduet. Her kan man konfigurere følgende:

1. *Folder til logs*: brug standard eller specificér din egen folder
2. *Niveau*: definér niveauet for profilering. Udvidet niveau anbefales
3. *Kør ved næste opstart af Auditbase*: aktivér start af Profilering, så snart du starter Auditbase
4. *Stop ved*: definér datoen for, hvornår Profilering skal stoppes. Når man dobbeltklikker inden i boksen indsættes den aktuelle dato, som kan ændres efter behov
5. *Slet automatisk logfiler ældre end et bestemt antal dage*
6. *Hold filstørrelse ikke mere end en foruddefineret størrelse i MB*



7.18.5 Om Noah

Brug denne funktion for at se licensinformation om den installerede version af Noah. Informationen inkluderer kundenavn, Noah serienummer, licenstype, antal dage til licensens udløb og antal brugere man har licens til.

7.18.6 Om Auditbase System

Brug denne menu eller tast F1 for at se specifik information om aktuel Auditbase System version.

Man kan se revisionsnummer, build nummer, kundenavn, Licens ID antal brugere man har licens til.



Yderligere oplysninger findes i [Bilag B.2 Læsning af etikettegn](#).

7.19 Tilgængelighedsoptioner

Venteliste

(Tilgængelighedsoption) Hvis Brugerindstillingen i Admin **Ventelistetype** er påvirket af **opdateringsregel** er valgt og **Opdater venteliste** umiddelbart efter ændring af filterkriterier? er sat til **Nej**, kan brugeren steppe ned gennem ventelisterne og få dem læst af en skærmlæser uden at vælge dem. For at markere dem, tryk **Enter**. For at åbne dropdownlisten, tryk **Alt+Pil ned**.

Booking – Tidsskema

Aktiver brugerindstillingen i Admin **Vis timer og minutter i hvert tidsinterval** for at få en skærmlæser til at læse tiden for hver enkelt række.

Med indstillingen **Opdater ikke Tidsskemaets øverste sektion før det valgte i nederste sektion er bekræftet** valgt, er ressourcen ikke ændret i øverste skærmdel før, der er valgt **Enter** til ressourcen rækkenavn i nederste sektion. Dette må gøres, inden brugeren vælger ressourcen de ønsker at se.

For at sikre en skærmlæser kan læse det korrekte ressourcenavn i nederste skærmsektion, vær opmærksom på at tillade tid nok imellem valg af hver ressource.

(Tilgængelighedsoption) Tryk **Alt+K** for at flytte fokus til kalenderen og her kan du skifte mellem datoer med pilene og tasterne **PgUp/PgDn**.

Patientsøgning

Med brugerindstillingen i Admin **Søg patienter: Vis besked med søgeresultater når tabel er udfyldt (Tilgængelighedsoption)** valgt, viser en meddelelsesboks antallet af fundne patienter som skal læses af en skærmlæser, når søgningen er gennemført. Benyt mellemrumstangenten til at ændre valgte markering.

Overalt

(Tilgængelighedsoption) Tryk **F6** for at åbne en lille dialog med den valgte patients ID og navn, som skærmlæseren kan læse op.

Patientposter

(Tilgængelighedsoption) Kolonnen med **Aftalesymbol** kan læses af en skærmlæser, hvis det flyttes til positionen længst til venstre i den gemte bruger oversigt.

7.20 Fuld driftsvejledning

Fuld driftsvejledning er tilgængelig i *Auditbase Brugermanual*. Dette dokument er tilgængeligt fra Hjælp-menuen beskrevet ovenfor.

7.21 Patientposter når der anvendes laptopsynkronisering

Når en patient kopieres til en offline database, markeres det i den centrale database som "On laptop". Brugere advares om dette, når en patient vælges til at være global. Når en patientpost er markeret som offline, kan brugeren fortsætte med at arbejde i den centrale database uden afbrydelser og foretage ændringer af oplysningerne der.

Oplysninger, der er registreret i den centrale database, kan ikke ændres i laptopversionen. Kun yderligere oplysninger og sessioner kan registreres på laptoppen. Dette forebygger konflikter, der kunne opstå, hvis der redigeres samtidigt i den centrale database og laptoppens database. Todelte spørgeskemaer som for eksempel COSI og GHABP er undtagelser. Selvom de teknisk set er én post, kan den anden del redigeres fra laptoppen, når den første del er indlæst fra den centrale database. I dette tilfælde:

- Brugere i hoveddatabasen modtager en specifik advarsel, når de forsøger at redigere Glasgow eller COSI spørgeskemaer for en patient på laptoppen.
- Under synkronisering af laptopdatabasen med den centrale database overskriver systemet data for disse spørgeskemaer i den centrale database med data fra laptoppen. Hvis brugeren færdiggør den anden del i både den centrale database og på laptoppen på samme tid, er data på laptoppen fremherskende. Hvis spørgeskemaet ikke ændres på laptoppen, mistes eventuelle ændringer i den centrale database dog ikke.

Nye patienter kan oprettes i laptopdatabasen og enten tilføjes som nye poster i den centrale database eller flettes med eksisterende poster under synkroniseringen. Demografiske

oplysninger i den centrale database beholdes og udskiftes ikke med oplysningerne fra laptopdatabasen.

7.22 Ophør med brug af Auditbase og bortskaffelse

Hvis brugerne skal ophøre med brugen af Auditbase på en arbejdsstation, tilrådes det at udføre følgende handlinger:

- Afinstaller Auditbase med standardfunktionen Tilføj/Fjern programmer i Windows.
- Hvis en installationskilde er placeret på arbejdsstationen, tilrådes det at slette den efter afinstallationen.
- Kontakt den lokale IT-afdeling for assistance.

Hvis hele klinikken beslutter at indstille brugen af Auditbase, foretages følgende:

- Ovenstående handlinger skal udføres på alle pc'er, der har Auditbase installeret.
- Installationskilderne skal slettes fra de lokationer, hvor produkter i brug er lagret, men kan arkiveres på lokationer, der er beregnet til arkiveringsformål.
- Den centrale Auditbase database skal bibeholdes i det tidsrum, der foreskrives i den lokale lovgivning. Auditdata er ikke kvalificeret til at rådgive om dette tidsrum, den lokale lovgivning om bibeholdelse af personlige helbredsoplysninger skal følges. Efter denne periode skal databasen slettes således, at den ikke kan gendannes, efter den bedste praksis, der er til rådighed på det givne tidspunkt, af den lokale IT-afdeling eller dennes repræsentant. Kontakt den lokale IT-afdeling for assistance.

8 Fejlfinding

Hvis du har problemer med installation eller kørsel af programmet, bedes du først gå gennem denne vejledning, før du kontakter en Support/HOT-line.

Kontroller, at kravene til installation er opfyldt. Find flere oplysninger i [Bilag A](#).

Hvis alle krav til installationen er opfyldt, og du stadig har problemer med dit program, bedes du søge efter en løsning på problemet i nedenstående skemaer.

SQL-fejl

Problem	Løsning
9268 – Kan ikke oprette forbindelse	Kontakt den lokale It-afdeling for at kontrollere netværket, serveren og Gupta SQLBase-tjenesten på serveren.*
9024 – Sessionen blev afsluttet unormalt	Kontakt den lokale It-afdeling for at kontrollere netværket, serveren og Gupta SQLBase-tjenesten på serveren. *
9028 – Sessionen blev afsluttet unormalt	Kontakt den lokale It-afdeling for at kontrollere netværket, serveren og Gupta SQLBase-tjenesten på serveren. *
1102 – Sikkerhedsovertrædelse ved forsøg på adgang	Marker fejlen for at se, hvilken tabel, der er påvirket. Tildel de korrekte rettigheder i <i>System administration tool</i> (<i>Systemadministratorværktøj</i>) -> <i>Users, security and views</i> (<i>Brugere, sikkerhed og visninger</i>) -> <i>User administration and security</i> (<i>Brugeradministration og sikkerhed</i>) -> <i>User rights and setup</i> (<i>Brugerrettigheder og opsætning</i>) -> <i>Roles</i> (<i>Roller</i>).
803 - Alvorlig SQLBase systemfejl	Stop al aktivitet i Auditbase. Kontakt Auditbase support.
805 – Indsæt/opdatering af unikke beskyttede kolonner med duplikerede data	Kontakt Auditbase support.

* Hvis der ikke findes nogen problemer, kontaktes Auditbase support på support@auditdata.com.

Problemer med Noah


Problem	Løsning
Kun for versioner før 5.4.2. Ved anvendelse af Phonak Target 7.1, kan høreapparaternes serienumre ikke læses.	Rekvirer en opgradering på support@auditdata.com
Fejl med Noah-token ved login på Auditbase.	Skift din adgangskode på <i>Booking</i> -> <i>System setting (Systemindstilling)</i> -> <i>Change password (Skift adgangskode)</i>. Gentag, hvis meddelelsen kommer igen. Adgangskoden kan ikke ændres af systemadministratoren.
For Noah-versioner før 4.13 (Auditbase version 6.1.0). Noah valideringsfejl (500)	Se Noah's Data Validation Errors (Datavalideringsfejl)
Problemer med Noah efter Windows 10-opgradering. - Et problem med initialisering af Noah efter en opgradering af Windows 10 (f.eks., fra version 1809 til 1903), uanset versionen af Windows 10. - En opgradering fjerner "Fuld kontrol"-tilladelsen fra "Authenticated Users (Godkendte brugere)" i HKEY_USERS\DEFAULT\Software\AuditData\NoahDBInterface registreringsdatabasemappen, der bruges til tilslutning til Noah.	Der er 4 måder at klare problemet: - Tilføj "Fuld kontrol"-tilladelsen til "Authenticated Users (Godkendte brugere)" i registreringsdatabasemappen HKEY_USERS\DEFAULT\Software\AuditData\NoahDBInterface. - Åbn registreringsdatabaseditoren. - Gå til HKEY_USERS\DEFAULT\Software\AuditData\NoahDBInterface. - Højreklik på mappen NoahDBInterface, og vælg "Permission (Tilladelse)". - Klik på "Add (Tilføj)" for at tilføje "Authenticated Users (Godkendte brugere)".

Problem	Løsning
	1.5. Tilføj "Full Control (Fuld kontrol)" for "Authenticated Users (Godkendte brugere)", og klik på "OK". 2. Kør AddNoahPermissionToRegistry.exe som Administrator i mappen AuditBase CD image\Auditbase\NOAH\RestoreRegistryPermission. 3. Kopier alle filer fra AuditBase CD image\Auditbase\NOAH\RestoreRegistryPermission, læs filen readme.txt fra det vedhæftede arkiv, og kør AddNoahPermissionToRegistry.bat som Administrator. 4. Geninstaller Auditbase.

Diverse

Problem	Handling
Auditbase er kun kompatibel med Windows 10 fra version 6.x.x	Du kan opgradere ved at rekvirere via e-mail på support@auditdata.com
Der er logget flere brugere på end tilladt i licensen	Kontroller forbindelserne i <i>System administration tool (Systemadministrationsværktøj)</i> -> <i>menupunktet Tools (Værktøjer)</i> -> <i>Monitor connections (Monitortilslutning)</i>. Afbryd forbindelsen for markerede brugere.
Bogstaverne for tastaturgenveje på knapper og faner mangler understregning	Dette styres nu af indstillingerne i Windows. Hvis bogstaverne ikke er understreget, skal du: - På Windows 10 gå til <i>Indstillinger</i> -> <i>Øget tilgængelighed</i> -> <i>Tastatur</i>, og aktiver valget "Underline access keys when available (Understreg adgangstaster, hvis tilgængelig)". - På Windows 7, gå til <i>Kontrolpanel</i> -> <i>Øget</i>

Problem	Handling
	<i>tilgængelighed</i> -> <i>Skift</i>, hvordan tastaturet virker, og aktiver derefter valget "Understreg tastaturgenveje og adgangstaster".
Forkert version af gswag32.dll	• Kopier filerne gswag32.dll, gswdll32.dll, fra: C:\Programfiler (x86)\Gupta\Runtime62\ • Sæt dem ind i mappen: C:\Windows\SysWOW64\ Gentag dette på alle pc'er, hvor fejlen forekommer.
Installation af 64-bit ODBC drivere	For hver PC, hvor du skal bruge 64-bit ODBC-forbindelsen: 1. Kontroller, at 'Aktiver driver' IKKE er markeret i Auditbase Administration (da dette kun er til 32-bit ODBC-forbindelsen). Den vil som standard ikke blive markeret. 2. Installer C++ 64-bit kørselsbibliotekerne ved at køre filen vc_redist_x64.exe Kan også hentes på: • Hent Microsoft Visual C++ 2008 Service Pack 1 Redistributable Package MFC Security Update fra Official Microsoft Download Center (vælg x64-versionen) • Højreklik og vælg 'Kør som administrator' for at installere 3. Kør 'Gupta SqlBase 64-bit drivers.msi' for at installere 64-bit ODBC-drivene til Auditbase. Disse drivere er i Auditbase installationen, der kan findes på din server på: • \\twhaudio01\AB Install\Auditbase 6.0.3.2.12346\Database\SqlBase drivers x64 setup 4. Opret 64-bit ODBC-forbindelsen manuelt:

Problem	Handling
	• Åbn 64-bit ODBC Administrator fra C:\Windows\System32\odbcad32.exe • Vælg fanen 'Bruger-DSN', og vælg 'Tilføj' • Vælg driveren 'Gupta SQLBase 12.2 (64-bit)', og klik på 'Udfør' • 'Konfigurer' datakilden som vist i det følgende • Tryk på 'Test Connect (Test tilslutning)' for at kontrollere, om det fungerer  Når tilslutningen fungerer, skal du kunne tilslutte dig til Auditbase ODBC fra 64-bit-programmer (f.eks. MS Access).
Problem med udskrivning af RPT-rapporter fra AB med Crystal 11 installeret. QRP-rapporter udskrives uden problemer.	Problemet skyldes en forkert Crystal XI runtime, der kan være installeret sammen med visse MS-produkter.

Problem	Handling
	Løsning: 1. Afinstaller Crystal Reports XI runtime 2. Installer Crystal Reports XI fra Auditbase installationsmediet \\Auditbase\\CRXIRuntime.msi

9 Operatørfunktioner og -aktiviteter

9.1 Operatørfunktioner

Følgende er de operatørfunktioner, der generelt forventes at indgå i distributions-, service- og andre aktiviteter med Auditbase.

- Distribution af applikationer - ansvarlig for distribution af applikationer i stationære maskiner (medfølger om nødvendigt i MSI-pakken).
- Auditbase administrator - ansvarlig for konfiguration og opsætning af Auditbase, herunder oprettelse af brugere, administration og godkendelser.
- IT-sikkerhed- ansvarlig for opretholdelse af IT-sikkerheden.
- Databaseadministrator – ansvarlig for sikkerhedskopiering af database.
- Klinisk sikkerhedsansvarlig - ansvarlig for den kliniske sikkerhed.

9.2 Operatørens aktiviteter og anbefalet hyppighed

Operatørens funktion	Aktivitet	Anbefalet hyppighed
Distribution af applikation	Installation af kundeapplikation	Ved installation
Administrator af Auditbase	Konfiguration af brugertilladelser, opdatering af tilladelser gennem ændring af de relevante brugerfunktioner	Under ansættelser af brugere og opdateringer efter funktioner
Administrator af Auditbase	Inddragelse af brugere	Brugere, der forlader stedet
Administrator af Auditbase	Evaluering af auditregistreringer	Efter behov
Administrator af Auditbase	Brugeroplæring i kontosikkerhed og håndtering af adgangskode	Under ansættelser af brugere og opdateringer efter funktioner
IT-sikkerhed	Løbende opdatering af beskyttelser mod antivirus og malware	Dagligt
IT-sikkerhed	Sikring af, at programrettelser til sikkerhed holdes opdateret	Ugentligt
Databaseadministrator	Overvågning af sikkerhedskopiering	Dagligt

Operatørens funktion	Aktivitet	Anbefalet hyppighed
Databaseadministrator	Kontrol af sikkerhedskopi	Efter behov
Databaseadministrator	Klargøring til gendannelse af sikkerhedskopi	Efter behov
IT-sikkerhed/ Auditbase-administrator	Underretning af Auditdata om relevante sikkerhedshændelser	Efter behov
Auditbase-administrator/Ansvarlig for klinisk sikkerhed	Underretning af Auditdata vedrørende relevante sikkerhedshændelser	Efter behov
IT-sikkerhed	Udskiftning af nøgler eller -certifikater	Efter behov

Bilag A

 Det er vigtigt, at forretningsprocessen sikrer, at der er fremskaffet tilstrækkelige ressourcer til klient-pc'er i henhold til nedenstående minimumskrav til systemet.

Auditbase-tjeklisten før installering eller opgradering skal være nøjagtigt udfyldt.

A.1 Serverspecifikationer

A.1.1 Hardwarekrav

Auditbase understøtter fuldt ud virtuelle servere og SAN-lager.

Specifikationen af minimumskrav er rettet mod eksisterende installationer, der opgraderes, og skal drøftes med Auditdata support. Ny installationer skal altid følge den anbefalede specifikation eller bedre afhængigt af antal brugere.

Hardware-komponent	Minimum	Anbefalet	Kommentar
1-10 samtidige brugere			
Processor	Xeon Dual Core 1.5 GHz f.eks. E3 v31-serien	Xeon Dual Core 2.0 GHz f.eks. E3 v31-serien eller bedre	Virtualisering understøttes
RAM	6 GB	12 GB	
10-200 samtidige brugere			
Processor	2 Xeon Dual Core 2.0 GHz f.eks. E7 v21-serien	2 x Xeon Dual Core 2.0 GHz f.eks. E7 v21-serien eller bedre	Virtualisering understøttes
RAM	8 GB	12 GB	
HDD-type	SSD	Hurtig SSD	Hurtig SSD forbedrer ydeevnen væsentligt

Hardware-komponent	Minimum	Anbefalet	Kommentar
HDD-plads	DB(er) størrelse 3 + 5 GB	DB(er) størrelse 5 + 10 GB	Samlet aktiv DB-størrelse.
USB	2,0	3,0	

A.1.2 Softwarekrav

Softwarekomponent	Beskrivelse	Kommentar
Operativsystem	Windows 2022 Server Windows 2019 Server Windows 2016 Server	Til 64-bit server skal understøttelse af 32-bit programmer være aktiveret for at kunne køre run vigtige værktøjer. Alle opdateringer fra Microsoft skal være installeret. Windows 2022 Server understøttes kun til SQLBase 12.3.0
Konfiguration	Konfigurerer som 'Programserver', ikke 'Fildeling', hvor det er relevant.	'Fildeling' vil reservere 41% af systemhukommelsen.
Databaseprogram	Gupta SQLBase 12.3.1 Gupta SQLBase 12.3.0 Gupta SQLBase 12.2.3 Gupta SQLBase 12.2.2	Leveres af Auditdata. Der skal være mindst én port tilgængelig for at oprette forbindelse til SQLBase, typisk 2155.
Active Directory	Valgfrit.	Auditbase-integration med Active Directory er testet på Windows server 2016, Active Directory Schema 87.

Softwarekomponent	Beskrivelse	Kommentar
Sikkerhedskopieringsfaciliteter	Et dokument, der beskriver anbefalede procedurer for sikkerhedskopiering, kan rekvireres gennem den normale Auditdata-kontakt eller via e-mail til support@auditdata.com.	Auditdata kan give anbefalinger om udførelse af sikkerhedskopiering men kan ikke implementere eller servicere disse rutiner.*

* Vær opmærksom på, at ansvaret for sikkerhedskopiering af Auditbase-serveren fuldt og helt påhviler den lokale It-afdeling, og at Auditdata ikke kan holdes ansvarlig for tab af data som følge af utilstrækkelige eller unøjagtige rutiner for sikkerhedskopiering.

A.2 Specifikationer for klient (herunder installation af Noah)

A.2.1 Hardwarekrav

Hardware Komponent	Minimum	Anbefalet	Kommentar
Processor	Core i5	Core i7	
RAM	32 bit: 4 GB 64 bit: 4 GB	32 bit: 4 GB 64 bit: 10 GB	Der kræves desuden en stor hukommelseskapacitet til Noah monteringsmodulerne. Hvis andre programmer eller tjenester kører samtidigt, kræver det mere hukommelse.
Harddisk	SSD 2 GB ledig hukommelse plus ved 1 Gb per Noah modul.		Anbefalet af HIMSA.
Netværksadapter	100 Mb/s	1 Gb/s	Netværkskrav, se nedenfor.
Grafikkort	Bredskærm 16:9 1920 x 1080	Bredskærm 16:9 2560 x 1440	
Mærkatprinter		Seiko Smart Label Printer	Zebra printere understøttes ikke.

A.2.2 Softwarekrav

Software Komponent	Minimum	Anbefalet	Kommentar
Operativsystem	Windows 10 (64 bit)* Windows 11*	Windows 11*	Alle opdateringer fra Microsoft skal være installeret *1) Kontakt producenten om support til modul eller audiometer. 2) Auditbase er testet på versionerne Win10 (22H2), Win11 (24H2), Win11 (25H2) og Windows 11 Insider Preview.
Ghosting	Ghosting af Windows-billeder understøttes ikke på grund af SID-problemer.		
Dokumenteditor	Testet med: Word for Microsoft 365 MSO (Version 2511 Build 16.0.19426.20218)		
Oprettelse af pdf	Microsoft XPS Document Writer skal installeres på alle klienter for at kunne oprette pdf-systemfiler		
Redigering af bitmap	'MS Paint' skal være installeret, før audiogramsymbolerne kan redigeres.		
Noah-moduler	Skal være Noah4 certificeret.		
Webbrowser	En Webbrowser som Edge, Chrome, Firefox eller Safari ier påkrævet til at vise brugervejledningen og eLæringsmodulerne online.		
Java	Ikke påkrævet.		
.Net	4.6.2 (installeret med Windows 10) 4.8 (installeret med Windows 11)		
Adobe Acrobat Reader	Ingen versionskrav		

A.3 Specifikationer for klient (uden installation af Noah)

A.3.1 Hardwarekrav

Hardware Komponent	Minimum	Anbefalet	Kommentar
Processor	Core i3	Core i5	
RAM	32 bit: 3,5 GB 64 bit: 4 GB	32 bit: 3,5 GB 64 bit: 8 GB	Hvis andre programmer eller tjenester kører samtidigt, kræver det mere RAM.
Harddisk	1 GB ledig	SSD 3 GB ledig	
Netværksadapter	100 Mb/s	1 Gb/s	Netværkskrav, se nedenfor.
Grafikkort	Bredskærm 16:9 1920 x 1080	Bredskærm 16:9 2560 x 1440	
Mærkatprinter		Seiko Smart Label Printer	Zebra printere understøttes ikke.

A.3.2 Softwarekrav

Software Komponent	Minimum	Anbefalet	Kommentar
Operativsystem	Windows 10 (64 bit) * Windows 11*	Windows 11*	Alle opdateringer fra Microsoft skal være installeret *Auditbase er testet på versionerne Win10 (22H2), Win11 (24H2), Win11 (25H2) og Windows 11 Insider Preview.
Ghosting	Ghosting af Windows-billeder understøttes ikke på grund af SID-		

Software Komponent	Minimum	Anbefalet	Kommentar
	problemer.		
Dokumenteditor	Testet med: Word for Microsoft 365 MSO (Version 2511 Build 16.0.19426.20218)		
Oprettelse af pdf	Microsoft XPS Document Writer skal installeres på alle klienter for at kunne oprette pdf-systemfiler		
Redigering af bitmap	'MS Paint' skal være installeret, før audiogramsymbolerne kan redigeres.		
Webbrowser	En Webbrowser som Edge, Chrome, Firefox eller Safari ier påkrævet til at vise brugervejledningen og eLæringsmodulerne online.		
Java	Ikke påkrævet.		
.Net	4.6.2 (installeret med Windows 10) 4.8 (installeret med Windows 11)		
Adobe Acrobat Reader	Ingen versionskrav		

A.4 Sikkerhedsspecifikationer

A.4.1 Kryptering

- Netværkstrafikken mellem Auditbase-databasen og klient-pc'en kan krypteres med TLS1.2. Det anbefales at forlange dette af sikkerhedsgrunde.
- Auditbase SQLBase-databasen kan krypteres. Det anbefales at forlange dette af sikkerhedsgrunde. *Bemærk, at dette kan være ødelæggende for ydeevnen.*
- HL7-grænsefladerne mellem Auditbase og hospitalssystemerne forlanges sikret af kundernes egne trafikkrrypteringer og -beskyttelse på deres eget private netværksdomæne.

A.4.2 Anti-virus og anti-malware

- Det er vigtigt for sikkerheden, at beskyttelse mod antivirus og antimalware er installeret på alle pc'er, hvor Auditbase anvendes. Denne beskyttelse skal opdateres med

regelmæssige mellemrum.

- Hvis en pc angribes af virus eller malware, er det vigtigt for sikkerheden at nedsætte risici for skader ved at sikre, at brugerne ikke har administratorrettigheder i Windows, der kan udnyttes af den indtrængende virus eller malware.

A.4.3 Windows godkendelser og adgangskoder

- Det er vigtigt for sikkerheden, at der er indført en stærk godkendelsesprocedure for login til Windows, hvis Active Directory Windows login er aktiveret til Auditbase.
- Det er vigtigt for sikkerheden, at der håndhæves en politik til at holde adgangskoderne til Windows sikret.

A.4.4 Sikkerhed for udskrifter

- Af sikkerhedsmæssige grunde tilrådes det, at der konfigureres en forside, der indeholder "FORTROLIGE OPLYSNINGER FOR PATIENTEN", på de printere, hvor der udskrives fra Auditbase.

A.4.5 Portscanning

- Auditdata anbefaler, hvilke porte, der skal bruges til Auditbase-formål. Disse kan ændres af kunden efter samråd med supportpersonalet fra Auditdata om, hvordan programmet genkonfigureres. Det er kundens ansvar at sikre, at portscanningen udføres på alle relevante grænseflader i netværket.

A.5 Netværksspecifikationer

A.5.1 Netværkskrav

Båndbredde: Der kræves cirka 10 Mbit pr. bruger for at få den bedste arbejdsoplevelse.

Latens: Ydeevnen falder, efterhånden som latensen stiger. En latenstid på 0-20 ms foretrækkes; en forsinkelse på over 35 ms vil resultere i reelle forsinkelser, der kan mærkes af brugerne. Latens over visse høje niveauer (100ms/200ms afhængigt af netværkstype og applikationsområde) vil resultere i forbindelsestab, og at applikationen skal genstartes.

Tab af forbindelse: Netværksforbindelsen skal opretholdes til enhver tid, ellers skal applikationen genstartes. Auditbase-forbindelseslicensering understøtter ikke tab af forbindelse, og overtrædelse af licensnummer kan forekomme i dette tilfælde.

Tab af pakker: TCP-håndtering vil klare et begrænset tab af pakker. Et tab på 5 % vil resultere i en mærkbar afmatning, og omkring 50 % vil resultere i tab af forbindelse.

A.5.2 Navngivning af klientarbejdsstationer

Anbefaling: Navne på arbejdsstationer skal have entydige sidste 8 tegn. Dette er nødvendigt for effektiv sporing af de Auditbase-licenser, der er i brug, og potentielt frigøre hængende forbindelser for den samme bruger fra den samme arbejdsstation.

A.6 Udstyrs- og netværksrisici og konfigurationsændringer

Ved enhver ændring af udstyr og netværkskonfiguration, eller enhver patchning til f.eks. Windows, antivirus eller firewall-software, rådes kunderne på det kraftigste til at foretage ændringer på en måde, så de ovenfor beskrevne minimumskrav stadig er opfyldt. Der skal også tages hensyn til, at eventuelle ændringer eller patches til ovenstående stadig understøtter systemets sikkerhedsmål og sikkerhedsfunktioner.

Hvis Auditbase køres på udstyr eller netværk, der ikke opfylder minimumskravene, kan det have følgende konsekvenser:

- Lav systemydelse, som kan forårsage forsinkelser i behandling af patienter og videregivelse af information;
- Systemnedbrud, hvilket kan forårsage tab af ikke-gemte data.


Generelt antydes det overfor kunder, at brug af systemet i et miljø, der ikke opfylder minimumskravene, kan medføre hidtil uidentificerede risici for patienter, brugere og tredjeparter. Kunder er ansvarlige for at analysere og evaluere risici i forbindelse med levering eller ændring af deres it-infrastruktur.

Ændringer i IT-netværket omfatter:

1. Ændringer i IT-netværkskonfiguration;
2. Tilføjelse af genstande (hardware og/eller softwareplatforme eller softwareapplikationer) på IT-netværket;
3. Fjernelse af genstande fra IT-netværket;
4. Opdatering af hardware- og/eller softwareplatforme eller softwareapplikationer på IT-netværket;
5. Opgradering af hardware og/eller softwareplatforme eller softwareapplikationer på IT-netværket.

A.7 Informationsflow

A.7.1 Informationsflow – Diagram



A.7.2 Informationsflow – Aktiver

Navn	Beskrivelse	Personlige data	Opbevaring
	Auditbase-klient Windows GUI-applikation. Fungerer i det lokale netværk, opretter forbindelse til hoveddatabasen.	Ja. Brugere læser og indtaster personlige data ved hjælp af denne applikation.	Nej

Navn	Beskrivelse	Personlige data	Opbevaring
Auditbase Laptop-applikation, inklusive lokal database	Auditbase-klientapplikation konfigureret til drift uden for det lokale netværk. Indeholder en lokal databasemotor til lagring af data.	Ja	Ja
Hoveddatabase	Den database, hvor alle data er gemt. Ejeren af databasen er Kunden; opbevaring af data er kundens ansvar.	Ja	Ja
Lokal database	Databasen bruges som en del af Auditbase Laptop-applikationen. Indeholder data om et meget begrænset antal patienter. Ejeren af databasen er Kunden; opbevaring af data er kundens ansvar.	Ja	Ja
Auditbase Server-applikationer	Forskellige selvstændige applikationer, der bruges til grænsefladeformål.	Ja	Afhænger af de brugte grænseflader
Eksterne systemer	Auditbase har grænseflader til eksterne informationssystemer. Det kan omfatte: ◦ Hospital Patient Administration System (PAS) til udveksling af demografiske oplysninger og aftaleoplysninger. ◦ Dokumentopbevaringssystem. ◦ Etc.	Ja	Ja
SMS	SMS sendt til patienter til påmindelse om tid.	Kan konfigureres	På patientens mobiltelefon i henhold til deres

Navn	Beskrivelse	Personlige data	Opbevaring
			konfiguration
E-mail	Dokumenter e-mailet til patienter og andre parter.	Ja	Modtagerens ansvar.

A.7.3 Informationsflow – Beskrivelse

Nummer	Beskrivelse	Behandlede personoplysninger
1	Auditbase-klient Windows GUI-applikation læser og skriver data til hoveddatabasen; operationer udføres i det lokale netværk.	Ja
2	Auditbase Laptop-applikationen (konfigureret til drift uden for det lokale netværk) læser data fra hoveddatabasen for yderligere at kopiere dem til Laptop-databasen; den synkroniserer også modificerede data til hoveddatabasen. Disse operationer udføres i det lokale netværk.	Ja
3	Auditbase Laptop-applikation (konfigureret til drift uden for det lokale netværk) læser og skriver data til den bærbare computerdatabase; operationer udføres internt i en bærbar pc.	Ja
4	Auditbase-klient Windows GUI-applikation anmoder om data fra serverens selvstændige applikationer og modtager et svar.	Ja
5	Auditbase-serverapplikationer læser og skriver data til hoveddatabasen for grænsefladers behov.	Ja
6	Auditbase-serverapplikationer udveksler data med eksterne systemer.	Ja
7	Auditbase serverapplikation sender SMS til patienter ved hjælp af e-mail eller webtjenester leveret af kunden.	Kan konfigureres
8	Auditbase-serverapplikationen sender e-mail til	Ja

Nummer	Beskrivelse	Behandlede personoplysninger
	patienter og andre parter ved hjælp af den e-mail-tjeneste, som kunden leverer.	

Bilag B

B.1 Fabrikat and system data

SaMD Auditbase systemet fremstilles og sælges i EU af:

Hovedkontor:

Auditdata A/S

Wildersgade 10B, 1408 København K, Danmark

Telefon: +45 7020 3124

www.auditdata.com



2003 Auditbase

Dokumentation version:

Auditbase Brugermanual version (Brugervejledning) DN02188/13

Symboler anvendt i systemet, indpakning, og i dokumentation:

Se sektionen "[Anvendte symboler](#)" for en oversigt over de anvendte symboler.

B.2 Læsning af etiketter

B.2.1 Eksempel på etiket



B.2.2 Nøgledata til mærkning

Auditbase	Udstyrstype
Version 6.10.0	Udstyrsversion
	Producentens adresse
CE 0123	CE-mærkning og nummer på bemyndiget organ
2003 Auditbase	Produktnavn (typeskilt)
	Advarsler i mærkningen Om kasse
MD	Medicinsk udstyr
eIFU Indicator	Elektronisk brugsanvisning (e-IFU)

BEMÆRK: Licensoversigten er dynamisk og tilpasses licenserne for den enkelte kunde.